

TRIKINUNDERSÖKNING

Subventionerad Trikinanalys



Beställare/Fakturamottagare

Information om djuret

Ev. kundnr: (Hittar du på tidigare provsvar)	OBLIGATORISKA UPPGIFTER	
Personnummer (se villkor på www.vidilab.se/prislista): ååmmdd-xxxx		Antal vildsvin:
E-post för provsvar:		Provets/provens märkning: Exempel: GALT 1, för att du ska kunna identifiera ditt provsvar om du har skickat in flera prov.
E-post för fakturering:		Djurslag: Vildsvin
Texta tydligt. Vi svarar normalt ut via e-post. Kontrollera din e-post kontinuerligt, även skräppostmappen.		Muskeldel: <input type="checkbox"/> Frambensmuskulatur (minst 25g) <input type="checkbox"/> Mellangärde (njurtapp) (minst 25g) <input type="checkbox"/> Annan* (minst 50g, dubbel mängd analyseras, extra kostnad)
Namn:		Har materialet varit fruset? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja* (minst 50g, dubbel mängd analyseras, extra kostnad)
Adress:		Beställarens/fakturamottagarens underskrift: (måste vara över 18 år)
Postnr: Ort:		Underskrift krävs för att Vidilab ska godkänna er beställning, samt att ni godkänner Vidilabs villkor, se på www.vidilab.se/prislista .
Telefonnr:		Genom att skriva under intygar du att du är privatperson som inte avser att sälja vildsvinsköttet vidare utan avser att konsumera köttet inom det egna privata hushållet.
Datum då materialet postas: åååå-mm-dd		
Ev. meddelande till laboratoriet:		

Subventionen gäller preliminärt tills den avsatta summan från Livsmedelsverket är slut. Efter detta kommer du som kund faktureras mellanskillnaden till fullt pris för analysen.



Ackred. nr 1953
Provning
ISO/IEC 17025

Vidilab AB
Kvartsgatan 1A, Enköping
Postadress: Box 33, 745 21 Enköping
Tel: 0171-44 12 60
E-post: provsvar@vidilab.se
www.vidilab.se
Webshop: www.kollamasken.nu



*Analys av material som varit fryst eller kommer från annan del än frambensmuskulatur eller mellangärde faktureras extra. Detta på grund av att dubbel mängd måste analyseras av säkerhetsskäl och enligt krav i förordningen.
Är ingenting ikryssat antas det att provet ej varit fryst.

Trikinprovtagning

För att analysresultatet ska vara tillförlitligt måste muskulatur från korrekt del på djuret analyseras. Trikinprovet tas vanligen från frambensmuskulatur (läggen) eller från njurtappen (ej njuren) dvs mellangärdets (diafragma) fäste mot ryggen i de köttiga delarna. Lagom mängd kött per djur är minst 25g muskel utan hinnor.

Om annan del skickas in eller om köttet är/varit fruset, analyseras dubbel mängd av säkerhetsskäl, vilket medför extra kostnad, allt för att du som kund ska få en så säker analys som möjligt.

Om trikiner påvisas vid undersökningen kommer allt material från undersökningen ytterligare kontrolleras, därför behövs rikligt med provmaterial.

Om komplettering behövs pga felaktig muskulatur eller för lite material så spar vi ditt kött 14 dagar från inkomstdatum.

1. Fyll i följesedeln noggrant. En rätt och tydligt ifylld följesedel gör att vi kan behandla provet på ett snabbt och effektivt sätt på laboratoriet. **Underskrift krävs.**
I första hand svarar vi ut via e-post. Kontrollera din e-post kontinuerligt, kontrollera även skräppostmappen.
2. **Packa en provpåse per djur om du skickar flera prover**, (lägg inte följesedeln inuti plastpåsen med köttet).
3. Lägga plastpåsen med provet/proverna och följesedel i ett vadderat kuvert.
Märk kuvertet med texten "**Undantaget veterinärmedicinskt prov**".
På kuvertet skriver du sedan avsändare samt adressen till laboratoriet
Vidilab AB, Box 33, 745 26 ENKÖPING.

Provsvär

Provet analyseras i regel samma dag det kommit till laboratoriet. Om du inte fått ditt provsvar inom tre dagar, tveka inte att kontakta laboratoriet för besked, helst via e-post på provsvär@vidilab.se

För ytterligare information se www.vidilab.se/fakta/vilt